


How To Design Your Experiment

Bead Mill Homogenizers




Plant, Cell, Tissue, Stool, Soil...

다양한 환경 샘플에서 (DNA, RNA) 추출이 고민이세요?

최상의 결과를 얻기 위한 최선의 선택, **샘플 파쇄!**
처음부터 **올바른 bead의 선택**이 중요합니다.

[샘플 타입에 따른 적정 Bead 보러 가기 >](#)

0.1 / 0.5 mm Glass	0.1 / 0.5 mm Ceramic	0.15 / 0.7 mm Garnet	2.4 mm Metal	1.4/2.8/6.5 mm Ceramic
<ul style="list-style-type: none"> • Gram Negative • Eukaryotic Cell • Fungal Cell 	<ul style="list-style-type: none"> • Gram Positive • Virus 	<ul style="list-style-type: none"> • Soil • Clay • Sediment • Waste Water • Feces 	<ul style="list-style-type: none"> • Hard Tissue • Dry Grinding • Roots / Seed • Skin • Muscle • Bone • Hair 	<ul style="list-style-type: none"> • Tissue • Plant • Environmental • Forensic



Pre-filled Bead Kits


Pre-filled Bead Kits are available in **0.5 mL, 1.5 mL, 2 mL, 7 mL, 30 mL and 50 mL.**

[Pre-filled Bead Kits 보러 가기 >](#)

BUY ONE GET ONE FREE

ALLIACNE Q9 구매시 장비가 한대 더!

현존 최고 사양의 화학 발광 이미지 분석 시스템인 UVITEC CHEMI Imaging System을 구매하시면 GenScript의 eBlot L1 or eStain L1을 증정합니다. (■기간 : 9월 1일 ~ 재고 소진시까지)



[자세히 보기 >](#)