

빠르다! 편하다! 분석까지 완벽하다! Qsep 자동 모세관 전기영동장치

All in One Step



자동화 장비

카트리지 안에 Polyacrylamide gel, EtBr, 캐필러리 컬럼이 내장되어 장비에 장착만 하면 sample 분석 완료



일회용 젤 카트리지

100 – 300번 사용할 수 있는 카트리지, RFID를 통해 사용 횟수 자동 check



빠른 분석

하나의 sample을 분석 하는데 2 – 7분 소요



Compact Size and Competitive Cost

소형시스템으로 실험대 위에 차지 할 공간이 적고, 1개의 DNA sample을 분석하는 데 약 500원 단가



높은 민감도

0.1ng/ul의 농도도 분석 가능한 고감도 (Cell-free DNA Detection)



High Resolution

1 – 4bp 구분이 가능한 고해상도 (100bp – 500bp range)



쉽고 편리한 전용 분석 프로그램 (Q-Analyzer)

자동 DNA fragment sizing으로 실시간 분석 결과 확인이 가능하고 데이터 분석 및 저장이 용이함

Qsep Series DNA/RNA Fragment Analyzer 자세히 보러가기 >>