



BlotCycler™ mini

Automatic western blot processor



완전 자동화된 Western Blotting 시스템 **BlotCycler™ mini**


보다 정확한 Blocking 과 Incubation!

BlotCycler™는 Solution 교환, Blocking, 항체 Incubation, Washing 등의 단계를 자동화 한 시스템입니다.
재현성 높은 결과로 실험 효율을 높여 보세요!

Blot-to-blot consistency.

Time after time.

The first lane in each blot shown at left contains a HeLa whole cell lysate, the second lane contains a recombinant human IL-2, and the third lane a mixture of HeLa whole cell lysate and hIL2



The NEW Western Blot Workflow:

1. Sample preparation

2. Gel electrophoresis

3. Electrotransfer (blotting)

4. Blocking and antibody incubation is performed automatically by **BlotCycler Mini**

5. Quantification

전자동 Western Blotting System **BlotCycler™ mini** 자세히 보러가기 >>