


# 까다로운 DNA 추출까지도 단, 3분이면 OK! Claro™ Fasta DNA Prep kit




Saliva, Blood, Cultured cell, hair 등 다양한 샘플에서 단 3분만에!

**빠르고,**  
오직 2개의 튜브로 3분 이내 DNA 추출 가능

**간단하고,**  
별도의 장비 없이 Lysis buffer에 넣어 1분 incubation 후 곧바로 Tube 2에 옮기면 DNA 추출 완료

**상온에서,**  
추출한 DNA는 Tube 1에서 90일간 안정




## DNA yield Vs. Sample Processing Time

경쟁사 제품이 원심분리나 heating 과정을 거치며 추출시간만 20분에서 4시간 정도 걸릴 때, Claro™ Fasta kit는 별다른 장비가 필요없이 약 3분이면 DNA를 필요한 만큼 충분히 추출할 수 있습니다.

## PCR results from samples processed using the Claro™ Fasta DNA Prep Kit

PCR 후, 연구 활용에 충분한 양의 DNA가 얻어졌는지 확인되며, end point PCR 후 정확한 크기의 단일 bands를 보여줍니다.



빠르고 간단한 Claro™ Fasta DNA Prep kit 자세히 보러가기 >>



고강도, 고순도의 High Quality Agarose!  
국내저가제품과의 비교를 거부합니다.



## HiQ™ Agarose

- Gel 전기영동과 nucleic acid의 일반적인 molecular grade
- EEO가 낮아 DNA/RNA의 빠른 전개 가능
- 강도가 높아 Crack 발생이 적고, powder를 녹일 때 끓어 넘치는 현상이 없음
- Background가 적어 보다 선명한 전기영동 결과

고강도, 고순도의 High Quality Agarose HiQ™ Agarose 자세히 보러가기 >>