




뛰어난 해상도와 일관성 있는 결과를 보장하는 SurePAGE™ Bis-Tris Precast Gel



큰 Well 볼륨
수월한 Loading



일관성 있는
고해상도 밴드




오랜 보관기간
최대12개월



높은 비용효율
30-50% 절감



모든 종류의
카세트와 호환



20min fast electrophoresis SurePAGE™ Bis-Tris Precast Gel



20분 이내 gel running

- 큰 Well volume (~80μl)
- 현존 거의 모든 tank에 호환 가능
- MOPS or MES buffer 무상제공
- 12개월 동안 안정 (at 4℃)
- 비용 대비 높은 효율성
- gel과 샘플 단백질의 안정성 증가


MOPS BUFFER (30min @220V)



MES BUFFER (20min @220V)



Easier loading, Larger well volume up to 80uL



Ordering Information (10X8 gels, gel thickness : 1mm)

% Acrylamide	Wells No.	Well volume	Quantity	Cat. No.
4-12%	10, 12, 15	80, 60, 40 μl	10 gels	M00652, M00653, M00654
4-20%	10, 12, 15	80, 60, 40 μl	10 gels	M00655, M00656, M00657
8-16%	10, 12, 15	80, 60, 40 μl	10 gels	M00658, M00659, M00660
8%	10, 12, 15	80, 60, 40 μl	10 gels	M00661, M00662, M00663
10%	10, 12, 15	80, 60, 40 μl	10 gels	M00664, M00665, M00666
12%	10, 12, 15	80, 60, 40 μl	10 gels	M00667, M00668, M00669

SurePAGE™ Bis-Tris Precast Gel 자세히 보기 >>