

Western blotting에서의  
빠르고 정확한 단백질 분석을 위한 최선의 장비  
이제, 선택이 아닌 필수입니다!



## 10min gel staining with eStain® L1 Protein staining System

### 10분이면 충분합니다

- 10분 이내 Coomassie blue 염색/탈색
- 12.5ng 이하의 단백질까지 감지
- 다양한 type의 PAGE gel 사용 가능



깨끗하고 효율적이며  
편리한 시스템




또렷한 단백질 밴드  
12.5ng 고감도



10분내  
염색 / 탈색 완료



자동으로 시약  
주입 및 배출



모든 종류의 mini  
PAGE gel과 호환



2개의 gel을 동시에  
stain / destain 가능

eStain® L1 Protein staining System 자세히 보기 >>



## fast wet transfer completed with eBlot® L1 Protein Transfer System

### 9-17분 이내에 protein transfer

- 다양한 type의 PAGE gel 1-2개 독립적으로 사용 가능
- 단백질 크기 관계없이 높은 transfer 효율 (>12.5ng)



높은 transfer  
민감도



빠른 transfer 시간  
(9-17분)



단백질 크기에 상관없는  
높은 transfer 효율



사용자 지정 프로토콜  
저장 가능



누구나 쉽게 사용  
버튼 하나면 OK



최대 2개의 gel을  
독립적으로 운용

eBlot® L1 Protein Transfer System 문의하기 >>