

Western blotting에서의 빠르고 정확한 단백질 분석을 위한 해답!

지금 바로 높은 효율성과 편리한 사용감을 경험해 보세요.



10분 이내에 2개의 Page 젤을 동시에 염/탈색 eStain® L1 Protein Staining System

10분이면 충분합니다!

- 10분 이내 Coomassie blue 염색/탈색
- 12.5ng 이하의 단백질까지 감지
- 다양한 type의 PAGE gel 사용 가능



깨끗하고 효율적이며
편리한 시스템



또렷한 단백질 밴드
12.5ng 고감도



10분내
염색 / 탈색 완료



자동으로 시약
주입 및 배출



모든 종류의 mini
PAGE gel과 호환



2개의 gel을 동시에
stain / destain 가능

10분이면 충분한 염색/탈색 eStain® L1 Protein Staining System 자세히 보기 >>


짧은 gel running time에 단백질 변형을 최소화 해 주는 SurePAGE™ Bis-Tris Gels

짧은 런타임 - 최대 20분이면 충분합니다.

4-12% SurePAGE Gel using MES buffer, run at 200V loaded with various samples of cell lysates.

샘플의 조건에 맞는 다양한 조성의 gels을 선택 가능합니다.

SurePAGE Bis-Tris Precast Gels are available in 8%, 10%, 12%, 8-16%, 4-12%, and 4-20.



큰 Well 볼륨
수월한 Loading



일관성 있는
고해상도 밴드



오랜 보관기간
최대12개월



높은 비용효율
30-50 % 절감



모든 종류의
카세트와 호환

짧은 gel running time SurePAGE™ Bis-Tris Gels 자세히 보기 >>