

Western Blotting in Half a Day



GenScript만의 Western blotting One-Stop solution으로 편리하면서도 효과적인 단백질 분석의 신세계를 경험 해 보세요!



20min fast electrophoresis SurePAGE™ Bis-Tris Precast Gel

20분 이내 gel running

- 큰 Well volume (~80μl)
- 12개월 동안 안정 (at 4°C)
- 현존 거의 모든 tank에 호환 가능
- MOPS or MES buffer 무상제공

[SurePAGE™ Bis-Tris Precast Gel 자세히 보기 >>](#)



10min gel staining with eStain® L1 Protein staining System

10분이면 충분합니다

- 10분 이내 Coomassie blue 염색/탈색
- 12.5ng 이하의 단백질까지 감지
- 다양한 type의 PAGE gel 사용 가능



깨끗하고 효율적이며
편리한 시스템




또렷한 단백질 밴드
12.5ng 고감도



10분내
염색 / 탈색 완료



자동으로 시약
주입 및 배출



모든 종류의 mini
PAGE gel과 호환



2개의 gel을 동시에
stain / destain 가능

[eStain® L1 Protein staining System 자세히 보기 >>](#)



fast wet transfer completed with eBlot® L1 Protein Transfer System

9-17분 이내에 protein transfer

- 다양한 type의 PAGE gel 1-2개 독립적으로 사용 가능
- 단백질 크기 관계없이 높은 transfer 효율 (>12.5ng)



높은 transfer
민감도



빠른 transfer 시간
(9-17분)



단백질 크기에 상관없는
높은 transfer 효율



사용자 지정 프로토콜
저장 가능



누구나 쉽게 사용
버튼 하나면 OK



최대 2개의 gel을
독립적으로 운용

[eBlot® L1 Protein Transfer System 문의하기 >>](#)



짧은 gel running time에 단백질 변형을 최소화 해 주는

SurePAGE™ Bis-Tris Gel 5kit 구매 시

스타벅스 모바일 상품권 3만원을 드립니다.

[자세히 보기 >](#)

**선착순 30명 한정

